




MINISTERIO  
DE CIENCIA  
E INNOVACIÓN



## **NORMAS DE USO ESTEREOMICROSCOPIO Leica M165FC**

1. Solicitud previa mediante correo electrónico a [microscopia@eez.csic.es](mailto:microscopia@eez.csic.es) adjuntando el impreso de solicitud relleno (disponible en la página web).
2. Recepción de mensaje de confirmación por parte del servicio.
3. Utilización del equipo: el usuario deberá haber seguido el curso teórico correspondiente. El usuario deberá ser acompañado/supervisado por el responsable del grupo hasta que reciba la formación adecuada. En caso de duda o problemas, se consultará inmediatamente con el responsable del grupo o con el personal del servicio.
4. No se utilizarán muestras tóxicas/contaminantes en el equipo.
5. Tras la utilización del equipo:
  - a. Limpiar los elementos ópticos y mecánicos.
  - b. Eliminar los restos de la muestra e instalaciones.
  - c. Apagar y cubrir el equipo.
  - d. Copiar los archivos. Apagar el ordenador y la pantalla.
6. Anotar en el libro de registro las horas de uso, horas de uso de fluorescencia y filtros y objetivos utilizados. Anotar posibles incidencias.

### NOTAS:

- Horario de uso del estereomicroscopio: 9:00 a 14:00 Lunes a Viernes.
- Los archivos de imágenes se mantendrán en la carpeta de captura del equipo durante 3 meses. Cualquier otro archivo será eliminado de forma inmediata.

TEL.: 958 18 16 00  
Ext. 185 (administración y lab. preparación de muestras)  
Ext. 130 (microtomos)  
Ext. 131 (MET)  
Ext. 335 (CLSM)  
FAX: 958 12 96 00  
e-mail: [microscopia@eez.csic.es](mailto:microscopia@eez.csic.es)  
web: [www.eez.csic.es](http://www.eez.csic.es)

Servicio de Microscopia Confocal y  
Electrónica de Transmisión  
Estación Experimental del Zaidín  
CSIC  
C/Profesor Albareda 1,  
18008 GRANADA ESPAÑA

Científico responsable:  
Dr. Juan de Dios Alché Ramirez (Ext. 215)