

Digestor por microondas Ultrawave.

Este equipo destaca por realizar numerosas muestras de forma simultánea. La digestión consiste en una digestión ácida asistida por microondas a alta presión y temperatura, por lo que se reduce el tiempo de procesamiento de las muestras.



Requisitos para la entrega de muestras:

- Las **muestras sólidas** deberán facilitarse en tubos eppendorf o cualquier otro tipo de tubo con tapón, debidamente etiquetadas y pesadas. *Es muy importante indicar el peso junto con la solicitud (en Excel).*
 - * Material vegetal: mínimo de 0,1; máximo: 0,5 g. Es aconsejable que sean aproximadamente de 0,15 g.
 - * Suelos o sedimentos: mínimo: 0,1; máximo: 1 g.Para cantidades inferiores a 0,1 g consultar con el responsable del servicio.
- Las **muestras líquidas (con poco contenido orgánico)**, deben ir en tubos convenientemente etiquetados y con un volumen mínimo de 10 ml. Para volúmenes más pequeños, contactad con el responsable del servicio.
 - * En el caso de muestras líquidas más complejas como sueros o aceites, se requiere contactar previamente con el servicio.